

FICHE TECHNIQUE

Référence	940894
Désignation	Système de filtration



Description :

- ✓ Système de filtration complet comprenant :
 - Entonnoir de filtration 300 ml
 - Base en verre fritté avec bouchon caoutchouc \varnothing 47 mm
 - Flacon erlenmeyer 1 000 ml avec olive \varnothing 11 mm
 - Pince à fixation aluminium
 - Bouchon en silicone

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour membrane filtrante \varnothing 47mm

Unité de vente :

1 Système de filtration