

Désignation

- Entonnoir 300ml pour ensemble de filtration à bouchon caoutchouc

Référence

- 940896

Unité de vente : 1



-
- Equipement de filtration sous vide pour membranes diamètre 47 mm, verre dépoli, 1L, Glassco
 - Matériel de filtration en verre borosilicaté 3.3
 - Composé par :
 - Entonnoir de filtration de 300 ml (PJD016)
 - Corps de plaque poreuse Ø 47mm (PJD017)
 - Flacon Erlenmeyer rodage 40/38, de 1000 mL (PBH038)
 - Clip en aluminium (PJD020)

