

## Réassort pour Armoire à pharmacie KIT PV8

Kit réassortiment pour environ 8 - 10 personnes  
Conditionné dans un carton et sa croix verte



Contenu permettant d'effectuer le réassort  
des armoires à pharmacie.

### Contenu :

- 10 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 Bandes extensible 3 m x 5 cm
- 2 Bandes extensible 3 m x 7 cm
- 1 Pansement compressif stérile grand modèle
- 1 Pansement compressif stérile petit modèle
- 20 Pansements adhésifs assortis
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m x 2 cm
- 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine
- 3 Compresses anti-coups au calendula
- 3 Sachets anti-brûlures
- 3 Sachets de gel bactéricide
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à échardes
- 12 Epingles de sûreté
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Doigtier en cuir
- 1 Guide de premiers secours

- Code Article ESCULAPE du kit de réassort KIT PV 8 : 805 05 05
- Code EAN : 3700116601555
- Code douanier : 3.006.5000
- Origine : France