

FICHE TECHNIQUE RECHARGE POUR ARMOIRE

ASEP KIT PV 10

Recharge pour armoire à pharmacie 1 porte

Composition :

- 1 Couverture de survie
- 4 Compresses alcoolisées
- 1 Sachet de coton 100 grs
- 4 Compresses anti-coups
- 4 Sachets de 5 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 4 Sachets anti-brûlures
- 4 Bandes de gaze 3 m x 5 cm
- 4 Flacons plastique 125 cc
- 4 Bandes de gaze 3 m x 7 cm
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 2 Bandes de crêpe 4 m x 7 cm
- 1 Pince à échardes
- 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 12 Epingles de sûreté
- 2 Pansements compressifs stériles PM
- 1 Doigtier en cuir
- 2 Pansements compressifs stériles GM
- 2 Paires de gants vinyle
- 20 Pansements adhésifs assortis
- 1 Guide de premiers secours en 6 langues
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m

Composition emballée dans un petit carton

Référence DUTSCHER : 941016



* * * * *