

FICHE TECHNIQUE

Référence	942664
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ Flacons ISO
- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ Graduations blanches et surface de marquage
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Filetage GL 80 pour une ouverture large
- ✓ Avec bouchon en PP
- ✓ Coloris bouchon : bleu
- ✓ Avec bague anti-goutte
- ✓ Bague et bouchon résistants à 140 °C
- ✓ En verre brun pour une protection des échantillons photosensibles
- ✓ Autoclavables
- ✓ Forme carrée
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Dimensions : 105 x 105 mm
- ✓ Hauteur : 185 mm

Unité de vente :

10 Flacons
