



Sous la marque ENDOproteclab, nous vous présentons notre nouvelle gamme de protection qui garantira votre sécurité et votre hygiène dans votre travail quotidien en laboratoire, en usine de production, en visite d'entreprise, etc.
Large gamme de blouses de laboratoire pour hommes et femmes dans différentes tailles et matières (coton et mélangé).

► Blouse laboratoire, 100% coton



- 1 | Composition 100% coton
- 2 | Poids : 240 g/m²
- 3 | Couleur blanc optique
- 4 | Fixations type snap (bouton-pression)
- 5 | 3 poches
- 6 | Col à revers

Référence	Pour	Taille
RBB001	Homme	S
RBB002	Homme	M
RBB003	Homme	L
RBB004	Homme	XL
RBB009	Femme	S
RBB010	Femme	M
RBB011	Femme	L
RBB012	Femme	XL

► Blouse laboratoire, mixte



- 1 | Composition 65% polyester - 35% coton.
- 2 | Poids : 240 g/m²
- 3 | Couleur blanc optique
- 4 | Fixations type snap (bouton-pression)
- 5 | 3 poches
- 6 | Col à revers

Référence	Pour	Taille
RBB005	Homme	S
RBB006	Homme	M
RBB007	Homme	L
RBB008	Homme	XL
RBB013	Femme	S
RBB014	Femme	M
RBB015	Femme	L
RBB016	Femme	XL