







- 1 | Disponibles en verre transparent, ambré, bleu cobalt et vert
- 2 | Remplissant les spécifications de la Pharmacopée Européenne et des Etats-Unis
- 3 | Système de contrôle de qualité du produit sous garantie d'analyses physiques et chimiques : vérification des caractéristiques dimensionnelles, résistance au choc thermique, résistance hydrolytique et







résistance à la pression.

- 4 | Fabriqués en verre sodocalcique type III
- 5 | Vis DIN 18 (consultez les bouchons disponibles pour flacons ENDOglassware)

▶ VERRE TRANSPARENT ET AMBRÉ









Réf.	Verre						
CGL014	Transp.	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0 g
CGL015	Transp.	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5 g
CGL016	Transp.	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0 g
CGL017	Transp.	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0 g
CGL018	Transp.	50 mL	57,0 mL	92,2 mm	37,2 mm	DIN 18	55,0 g
CGL019	Transp.	100 mL	105,0 mL	112,0 mm	44,5 mm	DIN 18	88,0 g







Réf.	Verre						
CGG020	Ambré	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0 g
CGG021	Ambré	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5 g
CGG022	Ambré	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0 g
CGG023	Ambré	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0 g
CGG024	Ambré	50 mL	57,0 mL	92,2 mm	37,2 mm	DIN 18	55,0 g
CGG025	Ambré	100 mL	105,0 mL	112,0 mm	44,5 mm	DIN 18	88,0 g

FLACONS COL À VIS DIN-18


VERRE BLEU COBALT


Réf.	Verre						
CGG026	Bleu cobalt	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0 g
CGG027	Bleu cobalt	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5 g
CGG028	Bleu cobalt	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0 g
CGG029	Bleu cobalt	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0 g

VERRE VERT


Réf	Verre						
CGG030	Vert	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0 g
CGG031	Vert	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5 g
CGG032	Vert	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0 g
CGG033	Vert	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0 g

▶ VIS DIMENSIONS



▶ BOUCHON DE SÉCURITÉ COMPTE-GOUTTES INTERNE



1 | Bouchon de sécurité pour enfants scellé avec compte-gouttes interne, fabriqué en polyéthylène et disponible dans deux couleurs différents : blanc et jaune.

Référence	Description
CGL001	Bouchon sécurité compte-gouttes interne blanc
CGL002	Bouchon sécurité compte-gouttes interne jaune

▶ BOUCHON COMPTE-GOUTTES AVEC TUBE EN VERRE



1 | Bouchon de polyéthylène scellé, tétine (sans latex) et tube en verre.

Référence	Description
CGL003	Bouchon compte-gouttes pour flacons 5 mL
CGL004	Bouchon compte-gouttes pour flacons 10 mL
CGL005	Bouchon compte-gouttes pour flacons 15 mL
CGL006	Bouchon compte-gouttes pour flacons 30 mL
CGL007	Bouchon compte-gouttes pour flacons 50 mL
CGL008	Bouchon compte-gouttes pour flacons 100 mL