

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	944001P
<b>Désignation</b>	Tubes



### Description :

- ✓ Tube de stockage pour bouchon septum
- ✓ En polypropylène
- ✓ Sans bouchon
- ✓ Sans fond externe plat
- ✓ Sans code
- ✓ Fond U
- ✓ En vrac
- ✓ Volume : 1.4 ml
- ✓ Hauteur : 44 mm
- ✓ Couleur : naturel

### Unité de vente :

960 Tubes

---