

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	944060P
<b>Désignation</b>	Racks de stockage



### Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Pour 96 tubes
- ✓ Solide et réutilisable
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à + 80 °C
- ✓ Format SBS, plaque 8 x 12 cm et 4 x 6 cm
- ✓ Pour tubes 1,1 - 1,4 et 7,5 ml
- ✓ Avec couvercle transparent
- ✓ Autoclavable, 100 fois à 121 °C (15 min)

### Unité de vente :

10 Racks

---