

Désignation

- Boite de stockage pour tubes pcr 0,2ml

Référence

- 947708

Unité de vente : 5



-
- Cryoboîte pour tubes PCR 0,2 ml
 - En polycarbonate transparent avec grille alpha-numérique
 - Utilisable jusqu'à -86 °C
 - Pour 144 tubes PCR 0,2 ml ou pour barrettes de tubes PCR
 - Adaptée aux racks de congélation, empilables par deux dans un compartiment pour cryoboîte standard (avec capuchons plats uniquement)
 - Dimensions l x p x h : 132 x 132 x 25 mm

