

Désignation

- Homogénéisateur

Référence

- 947820B

Unité de vente

1 Homogénéiseur



Description

Pour homogénéisation des précipités, cellules et tissus

Caractéristiques techniques

- Fonctionne avec 2 piles AA (incluses)
- Pilon et microtubes :
 - Polypropylène
 - Utilisables avec ou sans l'agitateur
 - Tube avec un fond 25 % plus épais qui assure l'intégrité pendant l'utilisation
 - Autoclavables
 - Sans pyrogènes
 - DNase RNase free

