

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	947821
<b>Désignation</b>	Pilon 0,5 ml emballage individuel



---

### Description :

- ✓ Pour homogénéisation des précipités, cellules et tissus
- ✓ Fonctionne avec 2 piles AA (incluses)
- ✓ Matière : polypropylène
- ✓ Utilisables avec ou sans l'agitateur
- ✓ Tube avec un fond 25 % plus épais qui assure l'intégrité pendant l'utilisation
- ✓ Autoclavables
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ DNase RNase free

### Unité de vente :

100 Pilon

---