

FICHE TECHNIQUE

Référence	948587
Désignation	Boîte lumineuse mini led



Description :

- ✓ Améliore la visualisation des objets transparents et semi-transparentes comme les plaques 96 puits, les lames de microscope, les boîtes de Pétri etc
- ✓ Source led à cathode froide qui maintient la zone de visualisation fraîche pour éviter d'endommager l'échantillon pendant l'analyse
- ✓ Durée de vie : 10 000 heures
- ✓ Zone de visualisation 12,5 x 10 cm
- ✓ Grille de comptage incluse
- ✓ Bandes adhésives pour une fixation semi-permanente de la grille à la boîte lumineuse
- ✓ Nécessite 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur secteur 9V (non fourni)
- ✓ Livré avec son étui de rangement en vinyle
- ✓ Dimensions : 15,8 x 15 x 1,4 cm

Unité de vente :

1 Boîte lumineuse mini led