

Désignation

- Pointe à filtre 10 μ l longue, graduée, extrémité ultrafine en rack faible rétention stérile

Référence

- 949034

Unité de vente : 9600



-
- Filtre hydrophobe pour la protection des micropipettes contre les aérosols
 - En rack stérile, emballage unitaire ou recharge Eclipse
 - Versions à faible rétention ZAPSlick et/ou pour pipettes Rainin LTS
 - Sans Dnase Rnase
 - Sans ADN humain
 - Sans ATP
 - Sans endotoxines
 - Sans pyrogènes
 - Dimensions : 10 μ l longue

