

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949429
<b>Désignation</b>	Tubes



### Description :

- ✓ Tubes à centrifuger SuperClear
- ✓ Bouchon plat Easy-Grip
- ✓ Surface d'inscription
- ✓ Centrifugeables à 20 000 RCF (50 ml) ou 17 000 RCF (15 ml)
- ✓ En vrac
- ✓ En polypropylène
- ✓ Non stériles
- ✓ DNase, RNase free
- ✓ Endotoxine free
- ✓ Certifiés à faible trace de métal
- ✓ Résistent à des températures de - 80 °C
- ✓ Gradués
- ✓ Volume : 50 ml

### Unité de vente :

500 Tubes

---