


FICHE TECHNIQUE

Référence	949432
Désignation	Tubes à centrifuger



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Stériles
- ✓ Autoclavables
- ✓ Gradués
- ✓ Centrifugeables à 12 500 RCF
- ✓ Tubes à capuchon plat, à grande surface d'inscription
- ✓ En vrac
- ✓ Volume 50 ml
- ✓ Dimensions (L x Ø) 114,55 x 29,46 mm

Unité de vente :

500 Tubes à centrifuger