


FICHE TECHNIQUE

Référence	949434
Désignation	Tube à centrifuger 15ml PerformR



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Gradués, surface d'inscription sur le côté du tube
- ✓ Congelable à -80°C
- ✓ Centrifugeable à 12500 RCF
- ✓ En vrac
- ✓ Stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec marquage CE IVD

- ✓ Volume : 15ml
- ✓ Ø x h. : 17 x 120 mm

Unité de vente :
500