

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949441
<b>Désignation</b>	Système de recharge Pagoda Loader Plus



### Description :

- ✓ Système de recharge Pagoda Loader Plus pour pointes Labcon de 0,1 - 10  $\mu$ l à 250  $\mu$ l
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations
- ✓ Ecologique : 90% de déchets en moins par rapport au rack avec pointes inclus
- ✓ Certifié exempt RNase, DNase, endotoxine
- ✓ Code couleur Rouge

### Unité de vente :

1 système

---