

FICHE TECHNIQUE

Référence	949442
Désignation	Système de recharge Pagoda Loader Plus



Description :

- ✓ Système de recharge Pagoda Loader Plus pour pointes Labcon de 0,1 - 10 μ l à 250 μ l
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations
- ✓ Ecologique : 90% de déchets en moins par rapport au rack avec pointes inclus
- ✓ Certifié exempt RNase, DNase, endotoxine
- ✓ Code couleur Bleu

Unité de vente :

1 système
