

FICHE TECHNIQUE

Référence	949443
Désignation	Rack vide pour pointes Labcon



Description :

- ✓ Racks pour 96 pointes de 1 à 250 µl – couleurs assorties
- ✓ Pour Pagoda et Pagoda Plus
- ✓ Autoclavable
- ✓ Remplissable
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations
- ✓ Ecologique : 90% de déchets en moins par rapport au rack avec pointes inclus

Unité de vente :

10 racks
