

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949444
<b>Désignation</b>	Rack vide pour pointes Labcon



### Description :

- ✓ Racks pour 96 pointes de 1 à 1250 0 µl – couleurs assorties
- ✓ Pour Pagoda et Pagoda Plus
- ✓ A charnières
- ✓ Autoclavable
- ✓ Remplissable
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations
- ✓ Ecologique : 90% de déchets en moins par rapport au rack avec pointes inclus

### Unité de vente :

6 racks

---