

FICHE TECHNIQUE

Référence	949445
Désignation	Rack vide pour pointes Labcon



Description :

- ✓ Rack pour 96 pointes de 10 µl – Turquoise
- ✓ Pour Pagoda et Pagoda Plus
- ✓ A charnières
- ✓ Autoclavable
- ✓ Remplissable
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations
- ✓ Ecologique : 90% de déchets en moins par rapport au rack avec pointes inclus

Unité de vente :

12 racks
