

FICHE TECHNIQUE

Référence	949448
Désignation	Recharge Pagoda Pointes 200 µl



Description :

- ✓ Recharge Pagoda Refill – pointes 200 µl biseautées
- ✓ Pointes en polypropylène jaune
- ✓ Non-stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 50 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations
- ✓ Ecologique : 90% de déchets en moins par rapport au rack avec pointes inclus

Unité de vente :

10 x 96 pointes
