

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Référence | 949452 |
| Désignation | Recharge Pagoda Pointes 200 µl |



Description :

- ✓ Recharge Refill Pagoda - Pointes 200 µl graduée biseautée
- ✓ Pointes en polypropylène naturel
- ✓ Non-stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 50 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations

Unité de vente :

10 x 96 pointes
