

FICHE TECHNIQUE

Référence	949455
Désignation	Recharge Pagoda Express Pointes 200 µl



Description :

- ✓ Recharge Pagoda Express- Pointes 200 µl graduée biseautée
- ✓ Pointes en polypropylène naturel
- ✓ Stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 50 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations

Unité de vente :

10 x 96 pointes
