

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949459
<b>Désignation</b>	Recharge Pagoda Express Pointes 100 µl

---



### Description :

- ✓ Recharge Pagoda Express – pointes 100 µl biseautées
- ✓ Pour pipettes Eppendorf
- ✓ Pointes en polypropylène jaune
- ✓ Stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 50 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations

### Unité de vente :

10 x 96 pointes

---