

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949467
<b>Désignation</b>	Recharge Pagoda Pointes 10 µl

---



### Description :

- ✓ Recharge Refill Pagoda - pointes 10 µl ultrafine
- ✓ Pointes en polypropylène naturel
- ✓ Stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 31 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations

### Unité de vente :

12 x 96 pointes

---