

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---|
| Référence | 949468 |
| Désignation | Recharge Pagoda Express Pointes 10 µl |



Description :

- ✓ Recharge Express Pagoda - pointes 10 µl ultrafine
- ✓ Pointes en polypropylène naturel
- ✓ Stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 31 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations

Unité de vente :

12 x 96 pointes
