

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949469
<b>Désignation</b>	Recharge Pagoda Express Pointes 10 $\mu$ l

---



### Description :

- ✓ Recharge Express Pagoda - pointes 10  $\mu$ l extra longue
- ✓ Pointes en polypropylène naturel
- ✓ Non-stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 38 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations

### Unité de vente :

1344 pointes

---