

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949470
<b>Désignation</b>	Recharge Pagoda Express Pointes 100-1250 µl

---



### Description :

- ✓ Recharge Express Pagoda - pointes 100-1250 µl large ouverture
- ✓ Pointes en polypropylène naturel
- ✓ Non-stériles
- ✓ Autoclavables à 122°C
- ✓ Longueur : 89 mm
- ✓ Certifiées CE et IVD
- ✓ Pointes certifiées exemptent de RNase, DNase, endotoxine et pyrogènes
- ✓ Système de recharge très simple et rapide à utiliser
- ✓ Aucun contact des pointes avec les mains, pour éviter toutes contaminations

### Unité de vente :

6 x 96 pointes

---