

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949475
<b>Désignation</b>	Pointes



---

### Description :

- ✓ Pointes à filtre Aerosol à large ouverture biseautée
- ✓ En emballage individuel
- ✓ Exemptes de RNase, DNase, endotoxines et métaux
- ✓ Idéales pour le pipetage de protéines collantes ou d'ADNr
- ✓ Les inserts stériles sont irradiés aux rayons gamma pour garantir la stérilité
- ✓ Volume 1 – 200  $\mu$ l
- ✓ Longueur : 50 mm

### Unité de vente :

200 Pointes

---