

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	949489
<b>Désignation</b>	Pointe



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ A filtre
- ✓ Biseauté

### Certificats :

- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free
- ✓ Stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 - 40  $\mu$ l
- ✓ Coloris : naturel

### Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes

---