

Désignation

- Pointe à filtre en vrac - 1 - 40 μ l biseautée

Référence

- 949490

Unité de vente : 1000

Description

- Pointe à filtre en vrac - 1 - 40 μ l biseautée
- Convient à la plupart des pipettes 20 μ L
- DNA, DNase, RNase free
- Non pyrogénique et endotoxine free
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions : Longueur : 50 mm
- A filtre
- Autoclavable
- En vrac



DOMINIQUE DUTSCHER SAS