

Désignation

- Pointe à filtre ZAP 200 µl large orifice biseauté - En rack stérile

Référence

- 949504

Unité de vente : 960



Description

- Filtre hydrophobe pour la protection des micropipettes contre les aérosols
- Versions à faible rétention ZAPSlick et/ou pour pipettes Rainin LTS
- Sans Dnase Rnase
- Sans ADN humain
- Sans ATP
- Sans endotoxines
- Sans pyrogènes
- Stérile
- Volume : 200 µl
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions : Longueur : 49,7 mm
- A filtre
- Autoclavable
- Conditionnement : en rack stérile
- Modèle : ZAP