


Désignation

- Pointe à filtre ZAP 1000 µl ultrafine - En rack stérile

Référence

- 949511

Unité de vente : 576



---

**Description**

- Filtre hydrophobe pour la protection des icropipettes contre les aérosols
- Versions à faible rétention ZAPSlick et/ou pour pipettes Rainin LTS
- Sans Dnase Rnase
- Sans ADN humain
- Sans ATP
- Sans endotoxines
- Sans pyrogènes
- Stérile
- Volume : 1000 µl
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions : Longueur : 88,9 mm
- A filtre
- Autoclavable
- Conditionnement : en rack stérile