

Désignation

- Pointe à filtre 200µl faible rétention rack stérile x96 x10 x10

Référence

- 949804

Unité de vente : 9600



-
- Filtre hydrophobe pour la protection des micropipettes contre les aérosols
 - En rack stérile, emballage unitaire ou recharge Eclipse
 - Versions à faible rétention ZAPSlick et/ou pour pipettes Rainin LTS
 - Sans Dnase Rnase
 - Sans ADN humain
 - Sans ATP
 - Sans endotoxines
 - Sans pyrogènes
 - Volume 200 µl
 - Longueur : 52,1 mm
 - A filtre
 - Conditionnement : en rack stérile - x96 x10 x10

