

FICHE TECHNIQUE

Référence	949940
Désignation	Tube 5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polystyrène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : non
- ✓ Tubes de culture SuperClear Labcon

Certificats :

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Températures d'utilisation : de -40°C à +90°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 1 500 rcf
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 12 x 75 mm

Unité de vente : 1 000 Tubes
