

FICHE TECHNIQUE

Référence	949958
Désignation	Capuchon deux positions pour tubes 17x100mm



Description :

- ✓ Bouchon d'aspiration à double position pour tubes de culture
- ✓ Adapté pour tubes de culture 17 x 100 mm appréciés
- ✓ Le bouchon comprend une position bouchon et une position aspiration ouverte
- ✓ Exempts d'endotoxines (apyrogènes)
- ✓ Résine USP de classe VI en polyéthylène
- ✓ Fabriqué aux États-Unis

Unité de vente :

1000 Capuchons
