

FICHE TECHNIQUE

Référence	949962
Désignation	Tube 17x100mm 14ml



Description :

- ✓ Tubes de culture 17x100 mm
- ✓ Capacité : 14 ml
- ✓ Les bouchons en polyéthylène à double position sont dans des sacs séparés ; 1000 par sac/1 sac par caisse ; 17 mm L. 100 mm H. ;
- ✓ Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- ✓ Sans ATP, RNase/DNase et endotoxine (non pyrogène)
- ✓ Résine polypropylène USP classe VI
- ✓ Centrifugation à 3 000 x G
- ✓ Congelable à -80C
- ✓ Non autoclavable
- ✓ Fabriqué aux États-Unis

Unité de vente :

1000 Tubes
