

AUTOCLAVE DE LABORATOIRE HORIZONTAL TUTTNAUER 3870 ELCPV-D

Tuttnauer
Your Sterilization & Infection Control Partners

- ☑ 85 litres
- ☑ Pompe à vide
- ☑ Refroidissement rapide

Idéal pour la stérilisation de :

- Solides emballés avec séchage
- Plastiques avec séchage
- Verrerie avec séchage
- Instruments avec séchage
- Liquides avec refroidissement rapide

Caractéristiques

- Autoclave de table à chargement horizontal
- Chambre de 85 litres
- Refroidissement rapide par serpentin d'eau froide
- Pompe à vide à anneau liquide
- 2 sondes de température flexible PT100 intra-charges
- Température de stérilisation de 105°C à 138°C
- Remplissage manuelle en eau déminéralisée
- 30 programmes de cycles dont 20 modifiables protégés par mot de passe
- Traçabilité des cycles via clé USB (les 100 derniers cycles sont enregistrés dans la mémoire de l'autoclave)
- Equipé d'un plateau tout inox
- Porte à fermeture automatique
- Panneau de commande 3 boutons très conviviale
- Ecran couleur pour suivre l'avancée du cycle
- Chambre et porte en inox AISI 316L polie, finition miroir

Nombreuses options dont :

- Imprimante thermique
- Logiciel de traçabilité R-PC-R
- 2 plateaux et support plateaux
- Panier mailles et bac plein tout inox
- Maintien de la température en fin de cycle

Données techniques

- Volume de la chambre : 85 litres
- Dimensions de la chambre (d xp) : 380x690 mm
- Dimensions externes (l x h x p) : 720x540x940 mm
- Puissance de chauffe : 4,8 kW



Capacité de chargement Erlenmeyer

- 24 fioles 250 ml
- 14 fioles 500 ml
- 10 fioles 1000 ml
- 5 fioles 2000 ml



Capacité de chargement Schott- Duran

- 33 bouteilles 250 ml
- 24 bouteilles 500 ml
- 16 bouteilles 1000 ml
- 10 bouteilles 2000 ml



Utilités

- Alimentation électrique : 400V/50Hz/3ph+N+T
- Raccordement eau adoucie
- Raccordement évacuation eaux usées
- Raccordement air comprimé

Les autoclaves Tuttnauer sont conçus et fabriqués selon les directives et normes européennes et internationales les plus strictes.