

Idéal pour la stérilisation de :

- Liquides
- Solides non emballés
- Verrerie (sans séchage)
- Instrument (sans séchage)

Caractéristiques

- Autoclave de table à chargement horizontal
- Chambre de 85 litres
- 2 sondes de température flexible PT100 intra-charges
- Température de stérilisation de 105°C à 137°C
- Remplissage manuel et vidange automatique
- 30 programmes de cycles dont 22 modifiables protégés par mot de passe
- Traçabilité des cycles via clé USB (les 200 derniers cycles sont enregistrés dans la mémoire de l'autoclave)
- Equipé d'un plateau tout inox
- Porte manuelle à fermeture automatique
- Panneau de commande 3 boutons très convivial
- Ecran couleur pour suivre l'avancée du cycle
- Chambre et porte en inox AISI 316L polie, finition miroir

Nombreuses options dont :

- Imprimante thermique
- Logiciel de traçabilité R-PC-R
- 2 plateaux et support plateaux
- Panier mailles et bac plein tout inox
- Maintien de la température en fin de cycle
- Remplissage automatique en eau déionisée

Données techniques

- Volume de la chambre : 85 litres
- Dimensions de la chambre (Øxp) : 380x690 mm
- Dimensions externes (lxhxp) : 730x1366x1190 mm
- Puissance de chauffe : 4,8 kW



Capacité de chargement Erlenmeyer

- 23 fioles 250 ml
- 17 fioles 500 ml
- 10 fioles 1000 ml
- 5 fioles 2000 ml



Capacité de chargement Schott- Duran

- 36 bouteilles 250 ml
- 23 bouteilles 500 ml
- 18 bouteilles 1000 ml
- 9 bouteilles 2000 ml



Utilités

- Alimentation électrique : 400V/50Hz/3ph+N+T
- Raccordement évacuation thermorésistante des eaux usées
- Alimentation automatique ou manuelle en eau déionisée (entre 1 et 15 µS/cm)

Les autoclaves Tuttnauer sont conçus et fabriqués selon les directives et normes européennes et internationales les plus strictes.