

CALZURO | Collection LIGHT ▽



Entretien

Lavable en machine jusqu'à 50°C
ou à l'eau tiède savonneuse

Composition

- Trous latéraux de ventilation
- Semelle anatomique
- Bride arrière réglable
- Absorbant de choc
- Patin antistatique

Les +

Très légère, elle ne pèse que 103 gr
(pointure 37)

Antidérapant avec coefficient SRC
EN ISO20347:2008 propriétés antistatiques

Pointures du 35 au 46

(sauf Rose 41 et Lilas 44)

BLANC
Ref: LIGHT.01

LILAS
Ref: LIGHT.LI

ORANGE
Ref: LIGHT.06

ABYSSE
Ref: LIGHT.02

VERT
Ref: LIGHT.04

ROSE
Ref: LIGHT.07

NOIR
Ref: LIGHT.08



CALZURO
L'unico originale. Diffidate dalle imitazioni!



Antistatique

et Légère

