



■ Impulssiegelgerät für die Sterilgutverpackung in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis nach DIN 58953-7

■ Pulse sealing unit for sealing of sterile packing doctors' and dentists' surgeries, to DIN standards 58953 - 7

■ Appareil à souder emballages individuels de matériel stérile dans cabinets médicaux et dentaires, selon norme DIN 58953 - 7

■ **Technische Daten**

Schweißzeitkontrolle, wahlweise durch akustisches Signal oder Kontrolleuchte, umschaltbar

Folien Dicke	2 x 0,2 mm
Folienbreite max.	250 mm
Siegelnahtbreite	8 mm
Siegelnahtlänge	250 mm

Netzanschluß	230V 50/ 60 Hz
Leistung	870 VA
Gerätemaß B x T x H	420x300x220 mm
Gewicht	10 Kg

■ **Zubehör**

Ablagetisch Maße B x T	hd 250T 300x250 mm
------------------------	--------------------

■ **Technical data**

Control of sealing time with acoustic signal or – alternative – with signal lamp (reversible)

Foil thickness	2 x 0,2 mm
Foil width	250 mm
Sealing seam	8 mm
Sealing seam length	250 mm

Electric mains	230V 50/ 60 Hz
Output	870 VA
Dimensions w x d x h	420x300x220 mm
Weight	10 Kg

■ **Accessories**

Side table Dimensions w x d	hd 250T 300x250mm
-----------------------------	-------------------

■ **Caractéristiques techniques**

Contrôle de la température de scellement par un signal acoustique ou une lampe – témoin (réversible)

Epaisseur du film	2 x 0,2 mm
Largeur du film	250 mm
Largeur de la soudure	8 mm
Longueur	250 mm

Raccordement secteur	230V 50/ 60 Hz
Puissance	870 VA
Dimensions de l'appareil l x p x h	420x300x220 mm
Poids	10 Kg

■ **Accessoires**

Table rallonge Dimensions l x h	hd 250T 300x250mm
---------------------------------	-------------------