

Idéal pour la stérilisation de :

- Liquides, milieux
- Déchets solides
- Déchets liquides
- Verrerie (sans séchage)

Caractéristiques

- Autoclave de table à chargement horizontal
- Chambre de 28,5 litres
- 2 sondes de température flexible PT100 intracharges
- Température de stérilisation de 105°C à 137°C
- Remplissage manuel
- Vidange gravitaire
- 30 programmes de cycles dont 22 modifiables protégés par mot de passe
- Traçabilité des cycles via clé USB (les 200 derniers cycles sont enregistrés dans la mémoire de l'autoclave)
- Equipé d'un plateau tout inox
- Porte manuelle à verrouillage automatique
- Panneau de commande 3 boutons très conviviale
- Ecran couleur pour suivre l'avancée du cycle
- Chambre, porte en inox AISI 316L polie, finition miroir

Nombreuses options dont :

- Imprimante thermique intégrée
- Logiciel de traçabilité R-PC-R
- Remplissage automatique
- Évacuation dans un réservoir externe
- Plus de plateaux et support plateaux
- Panier mailles et bac plein tout inox
- Température comprise entre 60 et 105 °C
- Table support tout inox
- Evacuation dans un réservoir externe



Capacité de chargement Erlenmeyer

- 8 fioles 250 ml
- 4 fioles 500 ml
- 2 fioles 1000 ml



Capacité de chargement Schott- Duran

- 10 bouteilles 250 ml
- 8 bouteilles 500 ml
- 4 bouteilles 1000 ml



Données techniques

- Volume de la chambre : 28,5 litres
- Dimensions de la chambre (d xp) : 280x400 mm
- Dimensions externes (l x h x p) : 530x440x630 mm
- Puissance de chauffe : 2,3 kW

Utilités

- Alimentation électrique : 230V/50Hz/1ph+N+T
- Remplissage manuelle en eau déionisée (conductivité : 1 à 15 µs/cm)
- Vidange thermorésistante

Les autoclaves sont conçus et fabriqués selon les directives et normes européennes et internationales les plus strictes.