

# AUTOCLAVE DE LABORATOIRE DE PAILLASSE A PORTE MANUELLE 23 LITRES AUTOMATIQUE

## Convient pour la stérilisation de :

- Liquides/milieux
- Verrerie (sans séchage)
- Instruments non emballés (sans séchage)

## Caractéristiques

- Autoclave de paillasse
- Automatique
- Chambre de 23 litres
- Equipé d'une sonde de température PT100 intra-charge
- Affichage LCD indiquant la pression, la température, l'heure et les messages d'erreur
- 6 programmes standard
- Signal sonore annonçant la fin du programme
- Affichage digital de la durée de stérilisation
- Equipé d'un plateau tout inox
- Chambre en inox AISI 316
- Remplissage manuel en eau déminéralisée
- Nettoyage aisé de la chambre tout inox
- Porte sécurisée par verrouillage automatique
- En option : imprimante thermique
- En option : panier et bac adaptés à la chambre

## Données techniques

- Volume de la chambre : 23 litres
- Dimensions de la chambre (dpx) : 250x420 mm
- Dimensions externes (lhp) : 510x365x545 mm
- Puissance de chauffe : 2,2W
- Poids : 35 kg
- Branchement électrique standard : 230V/16A

## Utilités

- Alimentation électrique : 230V/50Hz/16A



## Capacité de chargement Erlenmeyer

- 9 fioles 250 ml
- 4 fioles 500 ml



## Capacité de chargement Schott- Duran

- 12 bouteilles 250 ml
- 9 bouteilles 500 ml



## Certifications

- MARQUAGE CE
- PED97/23 CE, EN 10028-7
- IEC/UL/EN31010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326
- ISO 9001:2000, ISO 13485:2003