

# AUTOCLAVE DE LABORATOIRE VERTICAL A PORTE MANUELLE 85 LITRES SEMI-AUTOMATIQUE

## Convient pour :

- Déchets solides
- Déchets liquides/solide
- Verrerie (sans séchage)
- Instruments (sans séchage)
- Milieux

## Caractéristiques

- Autoclave vertical à chargement par le haut
- À régulation semi-automatique par la pression
- Sans sonde de température intra-charge
- Chambre de 85 litres
- Porte à fermeture manuelle
- Remplissage manuelle ou automatique de la chambre
- Panneau de commande simple
- Affichage digitale de la durée de stérilisation
- Chambre en inox AISI 316
- Différentes tailles de paniers mailles en inox et de bacs pour déchets/liquides adaptés à la chambre

## Données techniques

- Volume de la chambre : 85 litres
- Dimensions de la chambre (d xp) : 380x680 mm
- Dimensions externes (lhp) : 650x925x500 mm
- Puissance de chauffe : 6kW

## Certifications

- MARQUAGE CE
- PED97/23 CE, EN 10028-7
- IEC/UL/EN31010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326
- ISO 9001:2000, ISO 13485:2003



## Capacité de chargement Erlenmeyer

- 48 fioles 250 ml
- 21 fioles 500 ml
- 8 fioles 1000 ml
- 6 fioles 2000 ml
- 4 fioles 3000 ml
- 1 fioles 5000 ml



## Capacité de chargement Schott- Duran

- 72 bouteilles 250 ml
- 33 bouteilles 500 ml
- 16 bouteilles 1000 ml
- 8 bouteilles 2000 ml
- 2 bouteilles 5000 ml



## Utilités

- Alimentation électrique : 380V/50Hz/3ph+N+T
- Raccordement évacuation thermorésistante
- Raccordement eau déionisée (1 à 15µS/cm) ou remplissage manuel