

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Référence</b>   | 951569 |
| <b>Désignation</b> | Sabots |



### Description :

- ✓ Anti-fatigue
- ✓ Adaptés aux stations debout prolongées
- ✓ Antistatiques, norme DIN 4843
- ✓ Hygiéniques, ne retiennent pas la transpiration
- ✓ Lavables en machine 100 °C à l'eau/ 105 °C vapeur/ 121 °C à sec ou stérilisables à 134 °C à la vapeur
- ✓ Autoclavables selon les procédures habituelles (chaque paire de sabot est livrée avec une semelle autoclavable 15 fois - semelle autoclavable 50 fois en option)
- ✓ Voûte plantaire anatomique active, avec picots stimulant la circulation
- ✓ Revêtement antidérapant en frontal et latéral
- ✓ Perforés
- ✓ Couleur : Rouge
- ✓ Taille : 37-38

### Unité de vente :

1 Paire

---