

FICHE TECHNIQUE

Référence	951585
Désignation	Sabots



Description :

- ✓ Anti-fatigue
- ✓ Adaptés aux stations debout prolongées
- ✓ Antistatiques, norme DIN 4843
- ✓ Hygiéniques, ne retiennent pas la transpiration
- ✓ Lavables en machine 100 °C à l'eau/ 105 °C vapeur/ 121 °C à sec ou stérilisables à 134 °C à la vapeur
- ✓ Autoclavables selon les procédures habituelles (chaque paire de sabot est livrée avec une semelle autoclavable 15 fois - semelle autoclavable 50 fois en option)
- ✓ Voûte plantaire anatomique active, avec picots stimulant la circulation
- ✓ Revêtement antidérapant en frontal et latéral
- ✓ Perforés
- ✓ Couleur : Bleu clair
- ✓ Taille : 44-45

Unité de vente :

1 Paire
