

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	952003
<b>Désignation</b>	Sac à déchet DASRI



---

### Description :

- ✓ En polyéthylène Flexitène jaune
- ✓ Avec inscription « Déchets d'activité de soin à risques infectieux mous »
- ✓ Inadapté aux déchets perforants
- ✓ Conformes à la norme NF X30-501
- ✓ Volume : 50 l
- ✓ Epaisseur : 24 µm
- ✓ Dimensions (l x h) : 680 x 750 mm

### Unité de vente :

500 Sacs à déchet DASRI

---