

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Référence | 952005 |
| Désignation | Sac à déchet DASRI |



Description :

- ✓ En polyéthylène Flexitène jaune
- ✓ Avec inscription « Déchets d'activité de soin à risques infectieux mous »
- ✓ Inadapté aux déchets perforants
- ✓ Conformes à la norme NF X30-501
- ✓ Volume : 110 l
- ✓ Epaisseur : 28 µm
- ✓ Dimensions (l x h) : 700 x 1050 mm

Unité de vente :

250 Sacs à déchet DASRI
